



OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE

STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE
Ufficio Formazione, Aggiornamento e Privacy

IL CORRETTO UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE MEDICHE GIÀ IN USO E DI NUOVA ACQUISIZIONE: CDS ENDOSCOPI FLESSIBILI PER ENDOUROLOGIA

Sede del Corso: Ospedale Evangelico Internazionale – Presidio di Voltri (Aula Multimediale)

Numero di giornate: 1 **PRIMA EDIZIONE:** 14 aprile 2015 **SECONDA EDIZIONE:** 28 aprile 2015

Partecipanti: Medici, Infermieri

Responsabile Scientifico: Ing. **Stefania RAMUNDO**

*La formazione in oggetto è principalmente riservata al personale afferente
l'Ambulatorio di Urologia ed il Blocco Operatorio*

Programma

- 14.00 – 14.10 Benvenuto ed introduzione al corso
CHIESA
- 14.10 - 14.40 La corretta gestione della strumentazione
endoscopica: struttura e anatomia degli
strumenti endoscopici, procedure
RISSONE
BARBERIS
TAVOLA
- 14.40 – 15.10 Accessori per endourologia:
consigli per l'uso
BARBERIS
TAVOLA
- 15.10 – 15.30 *Break*
- 15.30 – 16.00 Reprocessing strumentazione
endoscopica: deterzione, disinfezione e
sterilizzazione
RAMUNDO
- 16.00 – 16.45 Parte pratica
BARBERIS
TAVOLA
- 16.45 - 17.15 Discussione sugli argomenti trattati
a cura dei docenti
- 17.15 - 17.30 Verifica del livello di apprendimento



Docenti

Marta TAVOLA

Marketing Specialist Divisione Surgical
Endoscopy Urologia
Olympus Italia

Marco RISSONE

Perito elettronico
Responsabile A.T. Filiale di Torino
Olympus Italia

Giuseppe BARBERIS

Marketing Specialist
Urologia
Olympus Italia

Stefania RAMUNDO

Service Support Manager
Olympus Italia

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa - Tel 010/5522.379-358

Il modulo di iscrizione deve pervenire alla Segreteria organizzativa entro e non oltre il 30 marzo p.v.

Il corso è in fase di accreditamento ECM